


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Human Flt3/Cd135 Pour Fc - P36888

Numéro d'article: CM0005442



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC de haute qualité dirigé contre le Flt3/CD135 (FLK2/STK1) humain. Validé pour la cytométrie en flux. Cible l'épitope du domaine extracellulaire ; idéal pour la recherche hématopoïétique et sur la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal APC de lapin anti-Human Flt3/CD135
Remarques/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2322
GeneID	2322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-163 du Flt3/CD135 humain (NP_004110.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36888
Poids de la protéine	108KDa/113kDa
Expédition	Sac de glace