


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Icam-1/Cd54 Humain Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P05362

Numéro d'article: CM0008624



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant l'ICAM-1 (CD54) humaine, validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant couvrant les acides aminés 28-480. Convient à l'étude de l'adhésion des leucocytes, de la migration transendothéliale et de la fonction de récepteur viral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc APC Lapin anti-ICAM-1/CD54 Humain
Remarques/Alias	BB2 ; CD54 ; P3.58
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3383
GenelD	3383
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-480 de l'ICAM-1/CD54 humaine (NP_000192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05362
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace