


Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Igg Humaine (Fc) Pour Fc - P01857

Numéro d'article: CM0005613



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant la région Fc de l'IgG humaine. Validé pour la cytométrie en flux (FC) avec réactivité humaine. Immunogène de protéine recombinante. Idéal pour la recherche en immunologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-IgG humaine (Fc) mAb
Remarques/Alias	IGHG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3500
GeneID	3500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-330 de l'IgG humaine (Fc) (P01857)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01857
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace