


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg Humain (Fc) Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P01857

Numéro d'article: CM0009241



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant la région Fc de l'IgG humaine, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes B, les études sur l'immunité humorale et le développement d'anticorps thérapeutiques. - P01857

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-IgG humain (Fc) de lapin conjugué à l'APC
Remarques/Alias	IGHG1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3500
ID de gène	3500
Immunogène	Protéine recombinante (ou fragment). Cette information est considérée comme commercialement sensible.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01857
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace