


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-IL-17A Humaine Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - Q16552

Numéro d'article: CM0008202



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre l'IL-17A humaine, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Convient aux échantillons humains ; idéal pour la recherche sur les cellules Th17, l'inflammation et l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc Lapin APC anti-IL-17A humaine
Remarques/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3605
GeneID	3605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-155 de l'IL-17A humaine (NP_002181.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16552
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace