


Apc Lapin Anti-Humain IL-2 Mab - P6056868

Numéro d'article: CM0008187



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre l'IL-2 humaine (Interleukine-2, TCGF). Conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC). Reconnaît l'IL-2 humaine, essentielle pour la croissance des cellules T, la régulation immunitaire et l'activité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Humain IL-2 mAb
Remarques/Alias	IL-2; TCGF; lymphokine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3558
GeneID	3558
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-153 de l'IL-2 humaine (NP_000577.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60568
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace