

Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Intégrine-B1/Cd29 Humaine Pour Cytométrie En Flux - P05556

Numéro d'article: CM0006258



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant l'intégrine- β 1/CD29 humaine (UniProt P05556), validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et de la signalisation médiée par les récepteurs dans des applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Intégrine- β 1/CD29 humaine mAb
Remarques/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3688
GeneID	3688
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-728 de l'intégrine- β 1/CD29 humaine (NP_002202.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05556
Poids moléculaire	87kDa/88kDa/91kDa
Expédition	Sac de glace