


Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Itga1/Cd49A Pour Cytométrie En Flux - P56199

Numéro d'article: CM0011825



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant l'intégrine alpha-1 humaine (ITGA1/CD49a), validé pour la cytométrie en flux. Poids moléculaire de 131 kDa. Adapté pour l'étude de la fonction du récepteur collagène/laminine et de l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain ITGA1/CD49a
Remarques / Alias	VLA1; CD49a
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3672
GeneID	3672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-1141 de l'ITGA1/CD49a humain (NP_852478.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P56199
Poids de la protéine	131kDa
Expédition	Sac de glace