


Anticorps Monoclonal Mertk Apc De Lapin Anti-Humain Pour Fc - Q12866

Numéro d'article: CM0004944



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le récepteur tyrosine kinase MERTK humain. Validé pour des applications en cytométrie en flux (FC) ; réactivité croisée avec l'espèce humaine. Adapté pour l'étude de l'efférocytose, la clairance des macrophages et la signalisation cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb MERTK APC de lapin anti-humain
Remarques / Alias	MERTK ; MER ; RP38 ; Tyro12 ; c-Eyk ; c-mer ; tyrosine-protein kinase Mer
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10461
GeneID	10461
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-499 de la MERTK humaine (NP_006334.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12866
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace