

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Mglur2 Conjugué À L'apc Pour Fc - Q14416

Numéro d'article: CM0004586



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC contre le récepteur métabotrope du glutamate 2 humain (mGluR2, GRM2) pour la cytométrie en flux. Validé pour les échantillons humains. Convient à la recherche en neurosciences sur la transmission synaptique et aux études d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain mGluR2 conjugué à l'APC
Remarques/Alias	GLUR2 ; mGlu2 ; GPRC1B ; MGLUR2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2912
Identifiant du gène	2912
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-498 du mGluR2 humain (NP_000830.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14416
Poids moléculaire de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace