

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Nectin-1/Cd111 Pour Cytométrie En Flux - Q15223

Numéro d'article: CM0009599



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant la Nectin-1/CD111 humaine. Validé pour la cytométrie en flux, il est idéal pour les études sur l'adhésion cellulaire, le développement neurologique et l'entrée virale. Réagit avec des échantillons humains. Soutient la recherche en neuroscience, virologie et biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain Nectin-1/CD111
Remarques / Alias	ED4; PRR; HlgR; HV15; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5818
GeneID	5818
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-334 de la Nectin-1/CD111 humaine (NP_002846.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15223
Poids de la protéine	57kDa/51kDa/39kDa
Expédition	Sac de glace