

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Nt5E/Cd73 Conjugué À Apc Pour La Cytométrie En Flux - P21589

Numéro d'article: CM0004237



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à APC ciblant le NT5E/CD73 humain, validé pour la cytométrie en flux. Détecte l'ecto-5'-nucléotidase ancrée par GPI (~63 kDa) impliquée dans la signalisation de l'adénosine et la recherche en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-humain NT5E/CD73 conjugué à APC
Remarques/Alias	NT ; eN ; NT5 ; NTE ; eNT ; CD73 ; E5NT ; CALJA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4907
GeneID	4907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-547 du NT5E/CD73 humain (NP_002517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21589
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace