

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Podoplanine Humaine Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - Q86YI7

Numéro d'article: CM0005802



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à l'APC ciblant la podoplanine humaine (PDPN), validé pour les applications de cytométrie en flux. Essentiel pour étudier les mécanismes d'adhésion cellulaire, de migration et d'invasion tumorale. Fourni par CamelBio pour un usage diagnostique et de recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | mAb de lapin anti-Podoplanine Humaine conjugué à l'APC                                                                                |
| Remarques/Alias    | T1A ; GP36 ; GP40 ; Gp38 ; OTS8 ; T1A2 ; T11A ; D2-40 ; T1A-2 ; AGGRUS ; HT1A-1 ; PA2.26                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                |
| GeneID (humain)    | 10630                                                                                                                                 |
| GeneID             | 10630                                                                                                                                 |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-123 de la Podoplanine Humaine (NP_006465.4) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                 |
| Application        | FC                                                                                                                                    |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                                |
| SWISS              | Q86YL7                                                                                                                                |
| Poids protéique    | 17kDa                                                                                                                                 |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                          |