

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Siglec-8 Pour Fc - Q9Nyz4

Numéro d'article: CM0009310



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC ciblant Siglec-8 humain, validé pour la cytométrie en flux. Il reconnaît la lectine 8 liant l'acide sialique sur les basophiles, les mastocytes et les éosinophiles. Réservé à la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain Siglec-8
Remarques / Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	27181
Identifiant du gène	27181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-363 de Siglec-8 humain (NP_055257.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NYZ4
Poids de la protéine	44kDa/46kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace