

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd127/IL-7R Humain/Singe Conjugué À L'apc Pour Fc - P16871

Numéro d'article: CM0005235



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC contre le CD127/IL-7R humain/singe (P16871) pour la cytométrie en flux. Valide l'expression du récepteur IL-7 dans les cellules immunitaires. Matière première IVD pour usage en recherche de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD127/IL-7R humain/singe conjugué à l'APC
Remarques/Alias	ILRA ; CD127 ; IL7RA ; CDW127 ; IMD104 ; sIL-7R ; Inc-IL7R ; IL7Ralpha ; IL-7Ralpha ; IL-7R-alpha
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3575
Identifiant du gène	3575
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-236 du CD127/IL-7Rα humain (NP_002176.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P16871
Poids moléculaire de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace