

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain/Singe Cd14 Pour Cytométrie En Flux - P08571

Numéro d'article: CM0009938



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC reconnaît le CD14 humain et cynomolgue, adapté à la cytométrie en flux. Le CD14 est un corécepteur clé de l'immunité innée pour le LPS bactérien, exprimé sur les monocytes et les macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD14 mAb
Remarques / Alias	CD14
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	929
ID du gène	929
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-352 de la protéine humaine CD14 (NP_000582.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P08571
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace