

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd19 Humain/Singe Conjugué À L'apc - Cd19

Numéro d'article: CM0010420

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD19 conjugué à l'APC, destiné aux applications de cytométrie en flux (FC). Présente une réactivité croisée avec les espèces humaine, macaque crabier et macaque rhesus. Idéal pour l'immunophénotypage et le développement de tests DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD19 humain/singe conjugué à l'APC
Remarques/Alias	CD19
Espèce	Singe
Identifiant du gène (humain)	930
Identifiant du gène (singe)	102145514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 292 du CD19 de singe (XP_005591597.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque crabier, macaque rhesus
Poids moléculaire	63 kDa
Expédition	Poche réfrigérante