


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Humain/Singe Cd197/Ccr7 Pour Fc - P32248

Numéro d'article: CM0005225



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant CD197/CCR7 (P32248), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'humain et le singe cynomolgus. Idéal pour la recherche en immunologie et maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Humain/Singe CD197/CCR7 mAb
Remarques/Alias	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CCR-7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1236
GeneID	1236
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P32248
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace