


Apc Lapin Anti-Humain/Singe Cd20 Mab - P11836

Numéro d'article: CM0005338



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC spécifique pour le CD20 humain et du cynomolgus (MS4A1, B1, Bp35, Leu-16). Validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène des lymphocytes B P11836, 33 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Humain/Singe CD20 mAb
Remarques/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	931
GeneID	931
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du CD20 humain (NP_068769.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P11836
Poids moléculaire	14kDa/33kDa
Expédition	Sac de glace