

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd25 Humain/Singe Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P01589

Numéro d'article: CM0006233



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD25 humain/singe conjugué à l'APC pour cytométrie en flux. Cible la sous-unité alpha du récepteur de l'IL-2 (p55, antigène TAC) sur les cellules T régulatrices ; validé chez l'humain et le macaque cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD25 humain/singe conjugué à l'APC
Remarques/Alias	p55 ; CD25 ; IL2R ; IMD41 ; TCGFR ; IDDM10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3559
GeneID	3559
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-213 du CD25 humain (NP_000408.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque cynomolgus
SWISS	P01589
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Avec poche de glace