

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd3 Humain/Singe Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0009405



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain/singe, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules T, les études sur le développement des cellules T et la recherche sur l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin anti-CD3 Humain/Singe conjugué à l'APC                                                     |
| Remarques/Alias                  | T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon                                                                                          |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)                  | 916                                                                                                                      |
| GeneID                           | 916                                                                                                                      |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 du CD3 humain (NP_000724.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                    |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                    |
| Application                      | Cytométrie en flux (FC)                                                                                                  |
| Réactivité croisée               | Humain, Cynomolgus                                                                                                       |
| SWISS                            | P07766                                                                                                                   |
| Poids moléculaire de la protéine | 23 kDa                                                                                                                   |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                             |