


Polymab® Apc De Lapin Anti-Homme/Singe Cd38 Pour Cytométrie En Flux - P28907

Numéro d'article: CM0012751



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD38 humain et cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Cible l'ecto-enzyme/récepteur CD38 impliqué dans la mobilisation calcique, l'activation lymphocytaire et l'adhésion cellulaire. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PolymAb® APC de Lapin anti-Homme/Singe CD38
Remarques/Alias	ADPRC1 ; cADPR1 ; ADPRC 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P28907
Poids de la Protéine	34kDa
Expédition	Sac de glace