


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 Humain/Singe Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0012004



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD4 humain et simien pour la cytométrie en flux. Adapté à l'immunophénotypage des lymphocytes T auxiliaires et à l'étude des réponses immunitaires. Réagit de manière croisée avec le CD4 humain et du singe cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD4 Humain/Singe conjugué à l'APC
Remarques/Alias	T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante du CD4 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01730
Poids moléculaire protéique	51 kDa
Expédition	Glacière/sac de glace