

Anticorps Monoclonaux De Lapin Apc Anti-Humain/Singe Cd45 Pour Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0011665



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD45 humain/singe (P08575), validé pour la cytométrie en flux (FC). Spécifique de l'antigène commun des leucocytes, idéal pour les études d'activation des cellules T et de profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Lapin anti-Humain/Singe CD45 mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08575
Poids Moléculaire	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Expédition	Sac de glace