

Acm Apc Lapin Anti-Humain/Singe Cd69 Pour Fc - Q07108

Numéro d'article: CM0010465



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD69 humain et du singe cynomolgus (UniProt Q07108). Conçu pour la cytométrie en flux, reconnaît l'antigène d'activation précoce sur les lymphocytes T activés, idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM APC Lapin anti-Humain/Singe CD69
Remarques/Alias	AIM ; EA1 ; MLR-3 ; CLEC2C ; GP32/28 ; BL-AC/P26
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	969
GeneID	969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78-199 du CD69 humain (NP_001772.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Poids moléculaire protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace