


Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Homme/Singe Cd86 Pour Fc - P42081

Numéro d'article: CM0012479



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD86 humain/singe (B7-2), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier la costimulation des lymphocytes T et la régulation immunitaire dans les cellules présentatrices d'antigène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-homme/singe CD86
Remarques/Alias	B70 ; B7-2 ; B7.2 ; LAB72 ; CD28LG2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	942
GeneID	942
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-241 du CD86 humain (NP_787058.5).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P42081
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace