


Apc Lapin Anti-Humain/Singe Cd8A Mab Pour Fc - P01732

Numéro d'article: CM0008347



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD8a humain et du cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'immunophénotypage des cellules T et la surveillance immunitaire dans la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Humain/Singe CD8a mAb
Remarques/Alias	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; molécule CD8a
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	925
ID de gène	925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids de la protéine	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace