


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Igm Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - P01871

Numéro d'article: CM0009976



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant la région constante de la chaîne lourde de l'IgM humaine et du cynomolgus. Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes B et les immunoglobulines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC de lapin anti-IgM humain/singe
Remarques / Alias	MU; VH; AGM1
Espèce	Humain
GenelD	3507
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 218-453 de l'IgM humain (P01871).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01871
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace