

## Anticorps Monoclonal Anti-Ki67 Humain/Singe APC De Lapin Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P46013

Numéro d'article: CM0012705



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC contre le Ki67 humain et de cynomolgus (P46013) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Marqueur de prolifération fiable pour l'analyse du cycle cellulaire dans la recherche en oncologie et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM APC Lapin anti-Ki67 Humain/Singe                                                       |
| Remarques/Alias                  | KiA ; MIB- ; MIB-1 ; PPP1R105                                                              |
| Espèce                           | Humain                                                                                     |
| ID du gène (Humain)              | 4288                                                                                       |
| ID du gène                       | 4288                                                                                       |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 2271-2370 du Ki67 humain (NP_002408.3) |
| Source                           | Lapin                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                      |
| Application                      | Cytométrie en flux (Intracellulaire)                                                       |
| Réactivité croisée               | Humain, Cynomolgus                                                                         |
| SWISS                            | P46013                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 359 kDa                                                                                    |
| Expédition                       | Glacière                                                                                   |