


Mab Apc De Lapin Anti-Pd-1/Cd279 Humain/Singe Pour Cytométrie En Flux - Q15116

Numéro d'article: CM0010216



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le PD-1/CD279 humain et cynomolgus (aa 25-168). Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps soutient la recherche en immuno-oncologie et les études sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC de lapin anti-PD-1/CD279 humain/singe
Remarques/Alias	PD1 ; PD-1 ; CD279 ; SLEB2 ; hPD-1 ; hPD-I ; hSLE1
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	5133
ID de gène	5133
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-168 du PD-1/CD279 humain (NP_005009.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace