

## Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Humain/Souris Pdgfra/Cd140A Pour Fc - P16234

Numéro d'article: CM0004491



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le PDGFR $\alpha$ /CD140a humain et souris (SWISS : P16234, 123kDa). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour la recherche sur la prolifération cellulaire, le développement et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | mAc de lapin APC anti-Humain/Souris PDGFR $\alpha$ /CD140a                                                                                   |
| Remarques/Alias    | CD140A; PDGFR2; PDGFR-2                                                                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 5156                                                                                                                                         |
| GeneID             | 5156                                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-524 du PDGFR $\alpha$ /CD140a humain (NP_006197.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                        |
| Application        | FC                                                                                                                                           |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                                               |
| SWISS              | P16234                                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 123kDa                                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                 |