

Apc Lapin Anti-Souris Cd103 Mab Pour Fc - Q60677

Numéro d'article: CM0010402

Introduction

L'APC Lapin anti-souris CD103 mAb (clone aM290) est un anticorps monoclonal conjugué à l'APC, validé pour la cytométrie en flux. Il reconnaît spécifiquement la souris CD103 (Intégrine alpha-E), un récepteur pour l'E-cadhérine impliqué dans le homing des lymphocytes intraépithéliaux. Idéal pour la recherche en immunologie muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-souris CD103 mAb
Remarques/Alias	CD103 ; aM290 ; alpha-E1 ; A530055J10 ; alpha-M290
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3682
GeneID	16407
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 191-385 de la souris CD103 (NP_032425.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60677
Poids protéique	129 kDa
Expédition	Sac de glace