


Mab Anti-Souris Cd11B Marqué À L'apc, Produit Chez Le Lapin - P05555

Numéro d'article: CM0005167



Introduction

Anticorps monoclonal anti-souris CD11b produit chez le lapin, conjugué à l'APC, destiné à la cytométrie en flux. Permet la détection de CD11b dans les monocytes, macrophages et granulocytes de souris, et contribue à la recherche en immunologie et sur l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-souris CD11b marqué à l'APC, produit chez le lapin
Remarques / Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3684
GeneID (Souris)	16409
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de CD11b de souris (NP_032427.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace