

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd124/Il-4Ra Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P16382

Numéro d'article: CM0005486

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD124/IL-4Ra de souris. Validé pour la cytométrie en flux pour étudier la signalisation IL-4/IL-13, la différenciation Th2 et l'inflammation allergique. - P16382

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AcM de lapin APC anti-souris CD124/IL-4Ra                                                                                                                       |
| Remarques/Alias             | Il4r; CD124                                                                                                                                                     |
| Espèce                      | Souris                                                                                                                                                          |
| GenelD (Humain)             | 3566                                                                                                                                                            |
| GenelD                      | 16190                                                                                                                                                           |
| Immunogène                  | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-233 du CD124/IL-4Ra de souris (NP_001008700.1). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                                           |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                           |
| Application                 | FC                                                                                                                                                              |
| Réactivité croisée          | Souris                                                                                                                                                          |
| SWISS                       | P16382                                                                                                                                                          |
| Poids moléculaire protéique | 87kDa                                                                                                                                                           |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                                                    |