

Apc Lapin Anti-Souris Cd138/Syndecan-1 Mab Pour Fc - P18828

Numéro d'article: CM0011189

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD138/Syndecan-1 de souris pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa23-255). Spécifique aux échantillons de souris. Convient pour la détection de protéoglycanes membranaires dans les études sur les exosomes et les interactions matricielles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	APC Lapin anti-Souris CD138/Syndecan-1 mAb
Remarques/Alias	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Syndecan-1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	6382
GeneID	20969
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-255 du CD138/Syndecan-1 de souris (NP_035649.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18828
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace