


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd14 De Souris Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P10810

Numéro d'article: CM0010509



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD14 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Le CD14 est un corécepteur du lipopolysaccharide bactérien, intervenant dans les réponses immunitaires innées. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD14 de souris conjugué à l'APC
Remarques/Pseudonyme	CD14
Espèce	Souris
GenelD (humain)	929
GenelD	12475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 345 du CD14 de souris (NP_033971.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10810
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac réfrigérant