

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd150/Slam De Souris Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - Q9Qum4

Numéro d'article: CM0011442

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant CD150/SLAM de souris (membre 1 de la famille SLAM), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'activation et de la différenciation des cellules immunitaires, ainsi que de la signalisation SLAMF1 dans les recherches sur l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD150/SLAM de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	Slam ; CD150 ; IPO-3 ; CDw150 ; ESTM51 ; 4933415F16
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	6504
ID du gène	27218
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-242 de CD150/SLAM de souris (NP_038758.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QUM4
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa/38 kDa
Expédition	Sac de glace