

Apc Lapin Anti-Souris Cd155/Pvr Mab - Q91Wp1

Numéro d'article: CM0012448

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD155/Pvr conjugué à l'APC pour cytométrie en flux. Spécifique du CD155 de souris, idéal pour la recherche sur les récepteurs immunitaires et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Souris CD155/Pvr mAb
Remarques/Alias	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	5817
ID de gène	52118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-348 du CD155/Pvr de souris (NP_612564.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q91WP1
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace