

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd161C/Nk1.1 Pour Cytométrie En Flux - P27814

Numéro d'article: CM0004831

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC dirigé contre la protéine CD161c/NK1.1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Détecte spécifiquement le marqueur des cellules NK, adapté pour l'immunophénotypage et les études fonctionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Souris CD161c/NK1.1 mAb
Remarques/Alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKRP1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKRP140, NKR-P1.9
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3820
ID de gène	17059
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-223 de la souris CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P27814
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace