

## Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd162/Psgl-1 Pour Fc - Q3Ta56

Numéro d'article: CM0005611

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD162/PSGL-1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la détection du PSGL-1 de souris dans la recherche en immunologie et sur l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | mAb APC lapin anti-souris CD162/PSGL-1                                                                                                |
| Remarques / Alias            | CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1                                                                                                    |
| Espèce                       | Souris                                                                                                                                |
| Identifiant du gène (Humain) | 6404                                                                                                                                  |
| Identifiant du gène          | 20345                                                                                                                                 |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-320 du CD162/PSGL-1 de souris (NP_033177.3) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                 |
| Catégorie                    | Anticorps monoclonaux                                                                                                                 |
| Application                  | FC                                                                                                                                    |
| Réactivité croisée           | Souris                                                                                                                                |
| SWISS                        | Q3TA56                                                                                                                                |
| Poids de la protéine         | 44kDa                                                                                                                                 |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                                                          |