

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd21/Cd35 Pour Fc - P19070

Numéro d'article: CM0007899

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD21/CD35 de souris (CR2/C3DR). Validé pour la cytométrie en flux, réagit avec les lymphocytes B de souris. Utile pour les études sur le complément et l'immunologie des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Souris CD21/CD35 mAb
Remarques/Alias	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	1380
GeneID	12902
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-274 du CD21/CD35 de souris (NP_031784.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P19070
Poids moléculaire	113kDa
Expédition	Sac de glace