

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd22 Pour Fc - P35329

Numéro d'article: CM0009913

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD22 de souris (Siglec-2, BL-CAM) pour cytométrie en flux. Validé pour la réactivité avec la souris, idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes B et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-souris CD22
Remarques / Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Espèce	Souris
GeneID (humain)	933
GeneID	12483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-151 de CD22 de souris (NP_033975.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35329
Poids de la protéine	89kDa/93kDa/97kDa
Expédition	Sachet de glace