

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd24 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P24807

Numéro d'article: CM0005930

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD24 de souris (HSA), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la différenciation des cellules immunitaires, l'activation des lymphocytes B, l'auto-immunité et la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD24 de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	HSA ; Cd24 ; Ly-52 ; nectadrine
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	100133941
Identifiant du gène	12484
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-53 du CD24 de souris (NP_033976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24807
Poids moléculaire de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace