

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd272/Btla Pour La Cytométrie En Flux - Q7Tsa3

Numéro d'article: CM0004665



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD272/BTLA de souris, un récepteur inhibiteur sur les lymphocytes. Conçu pour la cytométrie en flux (FC) afin d'étudier la régulation immunitaire en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM APC Lapin anti-Souris CD272/BTLA
Remarques/Alias	A630002H24
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	151888
Identifiant du gène (Souris)	208154
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7TSA3
Poids moléculaire de la protéine	22kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace