


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd304/Neuropiline-1 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P97333

Numéro d'article: CM0011571



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant la Neuropiline-1 (CD304) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Impliqué dans l'angiogenèse, le développement neuronal et l'organogenèse. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD304/Neuropiline-1 de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	Nrp ; NP-1 ; Npn1 ; NPN-1 ; C530029I03
Espèce	Souris
GeneID (humain)	8829
GeneID (souris)	18186
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 856 de la CD304/Neuropiline-1 de souris (NP_032763.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P97333
Poids moléculaire de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace