

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd32 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux (Fc) - P08101

Numéro d'article: CM0009484

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD32 de souris (FcγRIIB). Spécifique pour l'analyse par cytométrie en flux (FC) du récepteur Fc des IgG de faible affinité impliqué dans la régulation immunitaire. Convient pour la recherche en immunologie et en hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD32 de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	CD32 ; Fcgr2 ; Fcr-2 ; Fcr-3 ; Ly-17 ; LyM-1 ; Lym-1 ; fcRII ; FcγRII ; Fcgr2a ; Ly-m20 ; Fc[g]RII ; F630109E10Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2213
GeneID	14130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-207 du CD32 de souris (NP_034317.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P08101
Poids protéique	31kDa/33kDa/36kDa
Expédition	Sac de glace