

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd34 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - Q64314

Numéro d'article: CM0012071

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD34 de souris conjugué à l'APC, spécifiquement conçu pour la détection par cytométrie en flux. Cible les cellules progénitrices hématopoïétiques, avec un poids moléculaire calculé d'environ 41 kDa. Réagit également avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD34 de souris conjugué à l'APC
Remarques/alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	947
GeneID	12490
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace