

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd366 (Tim-3) Pour Cytométrie En Flux - Q8Vim0

Numéro d'article: CM0009975



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD366 (TIM-3) de souris pour cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'épuisement des lymphocytes T, des points de contrôle immunitaires et de l'activation des macrophages. Validé sur échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-souris CD366 (TIM-3)
Remarques / Alias	Tim3 ; TIM-3 ; Timd3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	84868
GeneID	171285
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-191 du CD366 (TIM-3) de souris (NP_599011.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8VIM0
Poids de la protéine	22 kDa / 31 kDa
Expédition	Sac de glace