

## Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Souris Cd38 Pour Cytométrie En Flux - P56528

Numéro d'article: CM0007885



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD38 de souris (ADPRC 1, I-19). Réagit avec la souris, adapté à l'analyse par cytométrie en flux de l'expression du CD38 dans la recherche en immunologie et en signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb APC lapin anti-souris CD38                                                                                                |
| Remarques / Alias    | I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1                                                                                                       |
| Espèce               | Souris                                                                                                                        |
| GeneID (humain)      | 952                                                                                                                           |
| GeneID               | 12494                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-304 du CD38 de souris (NP_031672.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                         |
| Application          | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                        |
| SWISS                | P56528                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 34kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |