

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 De Souris Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0007758

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD4 de souris conjugué à l'APC (L3T4, Ly-4), validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient à l'identification des lymphocytes T auxiliaires et d'autres populations immunitaires CD4+ dans des échantillons murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m monoclonal de lapin anti-CD4 de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	L3T4 ; Ly-4
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	920
ID du gène	12504
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac réfrigérant